

# FACIAL + CORPORAL



---

intensive pulse light: IPL

---

Depilación de larga duración y fotorejuvenecimiento.

Equipo de luz pulsada de última generación que proporciona al usuario varias opciones de modos de funcionamiento, permitiendo seleccionar distintos tratamientos según el tipo y fototipo de piel. El usuario también puede crearse sus propios programas individuales para realizar tratamientos personalizados.

Emite un haz de luz pulsada de fuerte intensidad, con duraciones de 9 a 100 ms y una longitud de onda variable dependiendo del filtro: 520nm; 590nm; 650nm; 800nm; 1200nm.

### DEPILACIÓN:

Bajo el efecto del impulso, la luz emitida por el spot de 9cm<sup>2</sup> es absorbida por el pigmento oscuro del pelo que hace de conductor hasta el bulbo piloso.

Los pelos que están en fase de crecimiento anágena, disponen de un capilar que los nutre, quedando fotocoagulados tras la sesión y reduciendo la población pilosa sesión tras sesión.

Es una terapia válida para hombres y mujeres, tanto para el vello corporal como el facial.



### FOTOREJUVENECIMIENTO:

El fotorejuvenecimiento es una técnica que permite activar la acción de los fibroblastos y la generación de nuevas fibras de colágeno.

La fibra de colágeno neo-formado aporta volumen y mejoran el aspecto de las arrugas partiendo desde el estrato basal de la piel.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	220-240V 50Hz
POTENCIA	20J/cm <sup>2</sup> max. 180 Julios por flash
FUENTE	Lámpara de Xenon
REFRIGERACIÓN	Aire frío forzado
TIPOS DE PIEL	4 programas para distintos fototipos.
PROGRAMAS PREASIGNADOS	9 para tratar diferentes zonas
SUPERFICIE DEL CABEZAL	9cm <sup>2</sup> por flash
DURACIÓN DEL FLASH	Regulable de 9 a 100ms
FOTOREJUVENECIMIENTO	De 1 a 3 flashes, Frecuencia: 1Hz
FILTROS OPCIONALES	420 - 450 nm
SEGURIDAD	Certificado CE Clase 1A, norma CEI 62.39



[www.disderma.com](http://www.disderma.com)